

## Abonnementsordning for funksjonstesting av: - autoklav og tørrsterilisator -

Eurofins Norsk Matanalyse tilbyr gjennomføring av regelmessig funksjonstesting for å kontrollere at steriliseringsprosessene fungerer tilfredsstillende. Analyseresultatets sikkerhet påvirkes av laboratoriets forfatning. Ved å gjennomføre en kontroll av autoklavens og tørrsterilisatorens steriliseringsprosess 4. ganger pr. år, vil man få redusert risikoen for at utstyret påvirker analyseresultatet. Dette er også viktig ved bruk av nytt utstyr eller ved nye prosedyrer.

Eurofins Norsk Matanalyse tilbyr nå abonnement på kontrollordninger.

Abonnementene fungerer slik

- Ampuller eller strips tilsendes med sporer (Geobacillus stearothermophilus/Bacillus subtilis) 4. ganger pr. år
- Ampullene eller stripsene plasseres ulike steder i steriliseringskammeret, og det kjøres en ordinær steriliseringsprosess. Deretter returneres ampullene til Eurofins Norsk Matanalyse avd. Oslo
- En rapport med resultatene mottas etter ca. 14. dager



**Ta kontakt med Eurofins Norsk Matanalyse for mer informasjon:**

**Kjersti Hovde Christensen**

T| 945 04 156

✉ [kjersti.hovde.christensen@eurofins.no](mailto:kjersti.hovde.christensen@eurofins.no)

**Laila Hagevik Kvalheim**

T| 945 04 154

✉ [laila.hagevik.kvalheim@eurofins.no](mailto:laila.hagevik.kvalheim@eurofins.no)